



DETERGENTE ÁCIDO USO INDUSTRIAL

BENEFICIOS

- El Detergente Ácido de uso industrial PQP Profesional, actúa como desoxidante, desincrustante y desmanchador de superficies metálicas y no metálicas.
- De uso en un amplio rango de aplicaciones en superficies y procesos CIP para la industria de alimentos, bebidas y otras industrias.
- Puede ser dosificado de forma manual o automática.
- El Detergente Ácido de uso industrial PQP Profesional, formulado para ser altamente efectivo en la eliminación de incrustaciones de origen orgánico e inorgánico como residuos cálcicos.



Escanea este QR
Conoce más
acerca de PQP



SUPERFICIES INDUSTRIALES



PRODUCTO BIODEGRADABLE



ELIMINADOR DE GRASAS



CON CLORO



LIMPIEZA

SOLUCIÓN LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO



1. Realice una limpieza preliminar a cada superficie o sistema hasta eliminar la máxima cantidad de residuos.
2. Disuelva el detergente ácido de uso industrial PQP Profesional en una dosis de 1 mL a 30 mL por cada litro de agua y en un rango de temperatura entre Temperatura ambiente y 80 °C.
3. El tiempo de recirculación o contacto, la concentración y la temperatura dependen de la aplicación, el nivel de suciedad y la dureza del agua.
4. Los detergentes se deben enjuagar adecuadamente después de su uso para eliminar los residuos de las superficies en contacto con alimentos. Consulte a su asesor técnico para conocer las condiciones específicas de aplicación en cada caso.

PRECAUCIONES

No mezcle este producto con otros. No reutilizar el envase. Mantener los envases cerrados y debidamente etiquetados. Este producto no es compatible con sustancias cáusticas. Manténgase fuera del alcance de los niños y animales. Evite el contacto prolongado con la piel, se recomienda usar guantes de seguridad para una mayor protección y gafas de seguridad para evitar salpicaduras en los ojos. En caso de irritación de la piel y/o contacto con los ojos lavar con abundante agua y consulte a un médico. En caso de ingestión o presentar sensibilidad por inhalación, busque atención médica inmediata.

PRESENTACIÓN

UND. EMBALAJE

CÓDIGO DE BARRAS

4 LITROS

CAJA POR
4 UNIDADES

7707839189083

20 LITROS

INDIVIDUAL

7707839185542

